

Der neue iFOBT (okkultes Blut im Stuhl)

Umstellung auf neue Geräteplattform

LI28C122 / 12-2024

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrtes Praxisteam,

ab sofort erfolgt die Durchführung des iFOBT (okkultes Blut im Stuhl) an unserem Laborstandort Greifswald/Wolgast auch auf dem SENTiFIT® 270 der Firma SENTINEL/Sysmex. Dieses Gerät wird schrittweise die bisherige Plattform ablösen.

Was bedeutet das für Sie:

Ab dem 01.04.2025 erfolgt die Testung **ausschließlich aus dem neuen Probenentnahmeröhrchen**. **Alte Entnahmeröhrchen** können dann **nicht mehr bearbeitet werden**.

Was müssen Sie beachten:

- Bitte verbrauchen Sie vorhandene Bestände der alten Variante bis zum 31.03.2025.
- Bei Neubestellung liefern wir die neuen Probenentnahmeröhrchen der Firma SENTINEL mit entsprechender Patientenanleitung.
- Auf unserem Bestellschein „Laborbedarf kostenfrei“ finden Sie demnächst die neuen Probennahmeröhrchen unter der Artikelnummer 1156188 - Stuhltest, immunologisch (iFOBT SENTiFIT), inkl. Patientenanleitung (max. 50 Stk.). Ebenso ist die Patientenanleitung als Download auf unserer Internetseite zu finden.
- Der Cutoff in der Einheit $\mu\text{g/g}$ ist an beiden Geräten identisch ($<10 \mu\text{g/g}$). In der Einheit ng/ml liegt er am SENTiFIT neu bei $< 59 \text{ ng/ml}$ (bisher $< 50 \text{ ng/ml}$)



Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.
Ihr Laborteam am Standort Greifswald/Wolgast

Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter kontakt@imd-greifswald.de

oder unter der Rufnummer 03834 / 8193-0