

Anti-Thyroid Peroxidase II (aTPOII bzw. MAK) Einführung eines neuen Assays

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrtes Praxisteam,

am 14.04.2025 stellen wir auf unserem Atellica-Gerätesystem der Firma Siemens auf einen neuen Anti-Thyroid Peroxidase (aTPOII/) bzw. MAK Assay um.

Neben höherer Präzision und Spezifität ist dieser Assay auf den NIBSC-Forschungsstandard 66/387 standardisiert und außerdem auf den 1. Internationalen Standard für Anti-Schilddrüsenperoxidase-Antikörper der WHO, NIBSC-Code 19/260, rückführbar.

In diesem Zusammenhang ergibt sich ein neuer Cut-off von <14, ausgegeben in der Einheit IU/ml (bisheriger Cut-off <= 60 U/ml).

Auch die Wertelage der Patientenergebnisse ist entsprechend niedriger.

Diese neue Bereiche übermitteln wir Ihnen sowohl auf dem Befund als auch in der LDT-Datei per Datenfernübertragung.

Bitte passen Sie in Ihrer Praxissoftware diese geänderten Werte selbstständig oder mit Hilfe Ihres Softwarebetreuers an.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.

Ihr Laborteam Greifswald