



## Einstellung der Sarstedt S-Monovette 1.2ml K3E

---

LI28C018 / 05-2022

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen  
Liebes Praxisteam,

hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir ab sofort die Blutbildmessung aus der „EDTA (K3E) - Monovette 1.2 ml“ einstellen.

Künftig nutzen Sie bitte für diese Anforderungen die

**„EDTA-Monovette 1.6 ml“ (Bestellnummer 05.1081.001).**

Die neue EDTA-Monovette 1.6 ml finden Sie auf unserer Bestellscheine *Laborbedarf – kostenfreie Artikel*. Alle anderen EDTA-Monovetten in den aufgeführten Größen lt. Bestellschein können weiterhin verwendet werden.

(Hintergrund ist eine Produktinformation der Firma Sysmex. Bei Blutbildgeräten der XN-Serie kollidiert die Gerätenadel mit der Wand des 1.2 ml Probenröhrchens und es kann ein Ansaugfehler entstehen. Dies führt zu vermehrten Fehlmessungen und ggf. auch zu einer Beschädigung der Gerätenadel.)

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Ihr Laborteam Greifswald

Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter [kontakt@imd-greifswald.de](mailto:kontakt@imd-greifswald.de)

oder unter der Rufnummer 03834 / 8193-0

«Titel» «Vorname» «Name» - «Fachgebiet\_lang»

«via»

«Ort» - «Tour\_in\_vianova»